

BEDIENUNGSANLEITUNG

QUATTROMED III

< relax in style




DEUTSCH



INHALTSVERZEICHNIS

- 5 Sicherheitshinweise
- 6 Medizinische Hinweise
- 6 Pflegehinweise
- 7 Anwendungsbereiche
- 8 Steuerung durch die Fernbedienung
- 9 Für den mobilen Gebrauch
- 9 Funktion
- 10 Gewährleistungsbestimmungen
- 10 Inbetriebnahme
- 10 Technische Daten
- 11 EU-Konformitätserklärung





WIR GRATULIEREN

Mit dem Kauf dieses Massagegeräts haben Sie Gesundheitsbewusstsein bewiesen. Damit Sie auf lange Zeit die Annehmlichkeiten dieses Gerätes nutzen können, möchten wir Sie bitten, die Sicherheitshinweise aufmerksam zu lesen und zu beachten.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem persönlichen **QUATTROMED III**.

SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise sehr sorgfältig, bevor Sie **QUATTROMED III** für eine sinngemäße Funktion verwenden. Wenn eine der nachstehenden Aussagen auf Sie zutreffen sollte, suchen Sie bitte Beratung bei den jeweiligen Ärzten, bevor Sie **QUATTROMED III** in Betrieb nehmen.

Wenn Sie:

- an einer akuten Krankheit leiden
- an einer Herzkrankheit leiden
- an Osteoporose leiden
- sich in einer Schwangerschaft befinden
- einen bösartigen Tumor haben
- Wahrnehmungsstörung haben
- sich in ärztlicher Behandlung befinden
- körperbehindert sind

raten wir zunächst von dem Gebrauch ab. Bitte fragen Sie Ihren Arzt.

ACHTUNG! Greifen Sie nicht mit Ihren Fingern in die Massageköpfe! Unfallgefahr!

Das selbständige Öffnen des Gerätes ist aus Sicherheitsgründen strengstens untersagt.

Wenn körperliche Beschwerden während des Gebrauchs von **QUATTROMED III** auftreten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

Um einen elektrischen Schlag oder Verletzungen zu vermeiden, erlauben Sie Ihren Kindern nicht, das Gerät unbeaufsichtigt zu bedienen.

Bitte vermeiden Sie den Kontakt des Gerätes mit Wasser und setzen Sie es keinen extrem hohen Temperaturen aus.

Benutzen Sie keine beschädigten Stecker, Kabel oder lose Fassungen. Wenn Stecker oder Kabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller, vom Service-Vertreter oder von qualifiziertem Personal ersetzt werden.

Die mechanischen und elektrischen Teile des Gerätes sollten sorgsam behandelt werden. Bitte belasten Sie **QUATTROMED III** nicht mit schweren Teilen.

Vergewissern Sie sich nach Gebrauch oder bei längerer Nichtinbetriebnahme, dass die Verbindung zum Stromnetz getrennt ist, um die Gefahr eines elektrischen Schlags, Kurzschlusses oder Feuers zu vermeiden.

Bei Disfunktion des Gerätes trennen Sie sofort die Verbindung zum Stromnetz.

Vermeiden Sie das Berühren der Stecker mit nassen Händen.

Nutzen Sie die Massagefunktionen nicht direkt nach dem Essen, es könnte Übelkeit hervorgerufen werden.

MEDIZINISCHE HINWEISE

Die Massagezeit sollte die empfohlene Zeit von 30 Minuten nicht überschreiten, um eine übermäßige Reizung der Muskulatur und der Nerven zu vermeiden.

Wenn Ihnen Ihr Arzt/Orthopäde die Rückenmassage nicht ausdrücklich verboten hat, können Sie ohne Bedenken die Massage von **QUATTROMED III** genießen.

Eine Massage sollte niemals als unangenehm empfunden werden.

Übertriebene Massagen können den Körper auch schädigen.

Schwangere, Kranke und Kinder sollten den Sessel nicht benutzen. Bei Verletzungen der Wirbelsäule oder nach Operationen kann eine Massage gefährlich sein. Im Zweifelsfall sprechen sie vorher mit Ihrem Arzt.

PFLEGEHINWEISE

Sie haben ein aus hochwertigen Materialien hergestelltes Produkt erworben. Das erfordert eine entsprechende Pflege. Vermeiden Sie direkte Sonneneinwirkung und Feuchtigkeit.

Behandeln Sie die Oberflächen regelmäßig mit den empfohlenen Pflegeprodukten, damit Sie lange Freude an Ihrem **QUATTROMED III** haben.



ANWENDUNGSBEREICHE

Im neuen **QUATTROMED III** wurden die sonst üblichen Kunststoff-Massageköpfe durch solche aus echter Jade ersetzt. Die natürlichen Kräfte der Jade werden durch eine integrierte Heizung noch verstärkt. Die vorhandene natürliche Infrarotstrahlung wird intensiviert und sendet heilende Wärme in die Tiefe der Muskulatur. Die Wärme durchdringt nur langsam den Stein, erst nach wenigen Minuten wird Sie spürbar. Während dieser Aufheizphase lockert die rotierende Bewegung der Massageköpfe bereits das Gewebe und löst die oberflächlichen Verhärtungen und Verspannungen.

Die zuschaltbare Vibration ermöglicht zusätzlich, den Kreislauf und das Lymphsystem anzuregen. Die Durchblutung wird nachhaltig verbessert, die Entschlackung erleichtert.



SHIATSU – ROLL- UND KNETMASSAGE

- > löst tiefliegende Verspannungen
- > stärkt die Rückenmuskulatur

VIBRATIONSMASSAGE

- > aktiviert Lymphdrainage und Kreislauf

HEIZUNG

- > erhöht die Tiefenwirkung



STEUERUNG DURCH DIE FERNBEDIENUNG



- 1 Verbinden Sie den **QUATTROMED III** mit dem beigefügten Adapter mit dem Stromnetz. Durch Betätigen der **POWER** Taste starten Sie die 15 minütige Massage. Für das vorzeitige Beenden der Massage, drücken Sie nochmals **POWER** – der Mechanismus fährt automatisch in die untere Ruheposition zurück.
- 2 Betätigen Sie die Taste **SHIATSU** um diese Massagetechnik ein-, bzw. auszuschalten.
- 3 Bei eingeschalteter Shiatsu-Massage werden die Massageköpfe durch drücken der **HEAT**-Taste beheizt.
- 4 Diese Funktion steht nur während der Shiatsu-Massage zur Verfügung. Durch drücken der Tasten **SPOT up** und **SPOT down** können Sie die Massageköpfe aufwärts und abwärts bewegen. Nochmaliges betätigen der jeweiligen Taste stoppt den Mechanismus an der gewünschten Stelle.
- 5 **ROLLING** startet bzw. stoppt die auf- und abwärtslaufende Rollenmassage.
- 6 Mit der Taste **WIDTH** verändern Sie während der Rollenmassage den Abstand der Massageköpfe. (Nur im Rollingmodus möglich).
- 7 Die Taste **FULL** ermöglicht eine Massage im gesamten Rückenbereich. Mit **UPPER** wird die Massage auf den Schulter-, Nackenbereich begrenzt. **LOWER** lässt die Massage im Rücken-, Lendenbereich erfolgen.
- 8 **SEAT** startet bzw. stoppt die Vibrationsmassage im Sitz.

FÜR DEN MOBILEN GEBRAUCH

Sie erhalten zusätzlich zum **QUATTROMED III** einen 12 V Adapter für den mobilen Gebrauch.



FUNKTION

Bitte positionieren Sie den **QUATTROMED III** auf einem stabilen Stuhl oder Sessel.

Die Belastung durch das Körpergewicht intensiviert die Massagewirkung. Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich mit dem gesamten Körper zentrieren, damit die Massageköpfe parallel zur Wirbelsäule laufen.

Bei der Rollmassage können Sie den Abstand der Massageköpfe zur Wirbelsäule per Fernbedienung einstellen. Nach 15 Min. erfolgt die automatische Abschaltung des Gerätes.



GEWÄHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN

Der Händler gewährt auf das umseitig beschriebene Produkt eine gesetzlich vorgeschriebene Gewährleistungszeit. Die Gewährleistung gilt ab dem Kaufdatum. Das Kaufdatum ist mit dem Kaufbeleg nachzuweisen.

Der Händler wird die innerhalb Deutschlands erfassten Produkte, bei denen Fehler festgestellt wurden, kostenlos reparieren bzw. ersetzen. Hiervon nicht betroffen sind Verschleißteile wie z.B. Stoffabdeckungen. Voraussetzung dafür ist die Einsendung des fehlerhaften Gerätes mit Kaufbeleg vor Ablauf der Gewährleistungszeit.

Der Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern nach Feststellung eines Fehlers, dieser z.B. durch äußere Einwirkung oder als Folge von Reparatur oder Änderung, die nicht vom Hersteller oder einem autorisierten Vertragshändler vorgenommen wurde, aufgetreten ist.

Die vom Verkäufer gewährte Gewährleistung beschränkt sich auf Reparatur bzw. Austausch des Produktes. Im Rahmen dieser Gewährleistung übernimmt der Hersteller bzw. Verkäufer keine weitergehende Haftung und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Missachtung der Bedienungsanleitung und/oder missbräuchliche Anwendung des Produktes entstehen.

Stellt sich bei Überprüfung des Produktes durch den Verkäufer heraus, dass das Gewährleistungsverlangen einen nicht von der Gewährleistung erfassten Fehler betrifft oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen ist, sind die Kosten der Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

INBETRIEBNAHME

Überprüfen Sie vor Inbetriebnahme ob die Netzspannung mit der auf dem Netzstecker angegebenen Spannung übereinstimmt. Falls nicht bereits geschehen, verbinden Sie das Netzkabel mit dem Adapter und stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose.

TECHNISCHE DATEN

Spannung: AC ~ 100-240 V 50/60 Hz, 42 Watt, DC 12 V, 3500mA

Laufzeit automatisch: 15 Minuten

Maß: 75 x 46 x 8 cm

Gewicht: 7,8 kg

Zertifikate:



EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Entspricht den europäischen Richtlinien 2006/95/EC.

Casada Group GmbH

Obermeiers Feld 3
33104 Paderborn, Germany
tel. (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 0
fax (+49) (0 52 54) 9 30 98 - 30
Email: info@casada.com
Internet: www.casada.com

Copyright

Bilder und Texte unterstehen dem Copyright von Casada Group GmbH und dürfen ohne ausdrückliche Bestätigung nicht weiterverwendet werden.

Copyright (c) 2008 Casada Group GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.

time to *relax*

WITH CASADA

